

# Die Kunst des Wesentlichen



## Ihr Partner für Stereomikroskope

# Mikroskop DV 4 SPOT

## Mikroskop:

Zeiss – Stereo-Mikroskopkörper „Stemi“ DV4 Spot  
Mit koaxialer Senkrechtbeleuchtung  
Okulare 10x mit Augenmuschel  
Vergrößerung 8-32 x Arbeitsabstand 92 mm  
Bei Verwendung mit Vorsatzsystem 0,63:  
Vergrößerung 6,3 – 25,2x, Arbeitsabstand 130 mm  
Bei Verwendung mit Vorsatzsystem 0,4:  
Vergrößerung 4,0 – 16,0x, Arbeitsabstand 210 mm

## Beleuchtung:

- Kaltlichtquelle Schott KL 200 LED  
*alternativ:*
- Kaltlichtquelle Schott KL 1500 LED  
*alternativ:*
- Kaltlichtquelle Schott KL 1500 LCD (Halogen)  
*(gerne bieten wir Ihnen weitere alternative Lichtquellen an)*

## Ergänzungsteile:

- Halter für Kaltlichtquelle

## Stativ:

Montagesatz neigbar für Mikroskop  
Höhe über Tischkante 250 mm  
Länge Federgelenkarm 580 mm  
Hub +200 mm / -200 mm  
Belastung einstellbar 2 bis 5 kg



## Ergänzungsteile:

- Tischklemme ( Maße 120x120 mm)
- Hinterrohr 300 mm

# Ausstattung und Preise

## Mikroskop DV 4 SPOT



### Mikroskop DV 4 SPOT

<input type="checkbox"/> 55280	- „Stemi“ DV4 SPOT, Stereo-Mikroskopkörper - mit Zoomfaktor 1:4 (8,0x...32,0x) - Arbeitsabstand 92 mm, eingebaute Okulare W10x/20Br. Foc. - Aufnahmedurchmesser 76 mm, - Aufsichtbeleuchtung durch Lichtleiter 1,7 m - Staubschutzglas	1.348,00 EUR
--------------------------------	---	--------------

#### Ergänzungsteile:

<input type="checkbox"/> 55027	- Vorsatzsystem 0,63x 130 mm Arbeitsabstand	204,00 EUR
<input type="checkbox"/> 55026	- Vorsatzsystem 0,4x 210 mm Arbeitsabstand	193,00 EUR

### Beleuchtung

<input type="checkbox"/> 55121	- Kaltlichtquelle KL 200 LED	260,00 EUR
<i>alternativ:</i>		
<input type="checkbox"/> 55206	- Kaltlichtquelle KL 1500 LED	599,00 EUR
<i>alternativ:</i>		
<input type="checkbox"/> 55200	- Kaltlichtquelle KL 1500 LCD (Halogen)	592,00 EUR

#### Ergänzungsteile:

<input type="checkbox"/> 50100.41	- Halter für Kaltlichtquelle KL 200 LED	53,00 EUR
<input type="checkbox"/> 50100.23	- Halter für Kaltlichtquelle KL 1500	53,00 EUR

### Stativ

<input type="checkbox"/> 51300	Flexi-Grundstativ 250 mm mit Montagesatz - Federgelenkarm - Aufschraubplatte mit Säule 250 mm - Mikroskopaufnahme starr - Stemihalter 0-90°	1120,00 EUR
--------------------------------	---	-------------

#### Ergänzungsteile:

<input type="checkbox"/> 50100.12	- Hinterrohr 300 mm	263,00 EUR
<input type="checkbox"/> 50100.14	- Tischklemme	126,00 EUR

Die genannten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, diese wird nach dem jeweils gültigen Satz zusätzlich berechnet. Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten.

Mit Anschluss für Foto- oder Videodokumentation. Universeller Einsatz für Technik und Wissenschaft mit variabel einstellbarem Beleuchtungssystem.

## Mikroskop

Zeiss – Stereo-Mikroskopkörper STEMI 2000 C

Okulare 10x23 Br.foc. mit Augenmuschel

Vergrößerung 6,5 - 50 x Arbeitsabstand 92 mm

Stemiträger mit Trieb

Bei Verwendung mit Vorsatzsystem 0,63:

Vergrößerung 4,1 – 31,52x, Arbeitsabstand 130 mm

Bei Verwendung mit Vorsatzsystem 0,4:

Vergrößerung 2,6 – 20,0x, Arbeitsabstand 210 mm

## Beleuchtung

Variabel einstellbar für Schrägbeleuchtung:

- Kaltlichtquelle Schott KL 200 LED,

*alternativ:*

- Kaltlichtquelle Schott KL 1500 LCD (Halogen)

*alternativ:*

- Kaltlichtquelle Schott „EasyLED“ Ringlicht

*(gerne bieten wir Ihnen weitere alternative Lichtquellen an)*

- Lichtleiter 1000 mm, Fokussiervorsatz mit Halter und Kniegelenk

Ergänzungsteile:

- Halter für Kaltlichtquelle

## Stativ:

- Grundstativ mit Montagesatz neigbar für Mikroskop

Höhe über Tischkante 250 mm

Länge Federgelenkarm 580 mm

Hub +200 mm / -200 mm

Belastung einstellbar 2 bis 5 kg

Ergänzungsteile:

- Tischklemme ( Maße 120x120 mm)

- Hinterrohr 300 mm



## Mikroskop STEMI 2000 C

- |                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> 55290 | - Stereo-Mikroskopkörper Stemi 2000 C<br>- mit Zoomfaktor 7,7:1 (6,5x...50,0x)<br>- Okulare W-PL10x/23Br.foc.<br>- Augenmuscheln<br>- Stemiträger mit Trieb | 2.756,00 EUR |
|--------------------------------|---|--------------|

### Ergänzungsteile:

- |                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> 55027 | - Vorsatzsystem 0,63x 130 mm Arbeitsabstand | 204,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> 55026 | - Vorsatzsystem 0,4x 210 mm Arbeitsabstand  | 193,00 EUR |

## Beleuchtung

- |                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> 55130 | - Kaltlichtquelle KL 200 LED<br>- Flexibler Lichtleiter 1-armig 4,5/1000 mm (Drm./ Länge)<br>- Fokussiervorsatz ohne Filter<br>- Lichtleiterhalter für Stemiträger<br>- Adapter Einbauleuchte | 430,00 EUR |
|--------------------------------|---|------------|

### alternativ:

- |                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> 55210 | - Kaltlichtquelle KL 1500 LCD<br>- Flexibler Lichtleiter 1-armig 5/1000 mm (Drm./ Länge)<br>- Halogen-Lampe 15V 150W<br>- Fokussiervorsatz ohne Filter<br>- Halter für Fokussiervorsatz<br>- Kniegelenk | 969,00 EUR |
|--------------------------------|---|------------|

### alternativ:

- |                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> 55330 | - „EasyLED“ Ringlicht Drm. = 66mm<br>Arbeitsabstand 65-120mm, Dimmer und Schalter integriert, einschl. Haltering | 493,00 EUR |
|--------------------------------|--|------------|

### Ergänzungsteile:

- |                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> 50100.41 | - Halter für Kaltlichtquelle KL 200 LED | 53,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> 50100.23 | - Halter für Kaltlichtquelle KL 1500    | 53,00 EUR |

## Stativ


- |                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> 51310 | Flexi-Grundstativ 250 mm, neigbar<br>- Federgelenkarm<br>- Aufschraubplatte mit Säule 250 mm<br>- Mikroskopaufnahme starr<br>- Kupplung | 1.193,00 EUR |
|--------------------------------|---|--------------|

### Ergänzungsteile:

- |                                   |                     |            |
|-----------------------------------|---------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 50100.12 | - Hinterrohr 300 mm | 263,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> 50100.14 | - Tischklemme       | 126,00 EUR |

Die genannten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, diese wird nach dem jeweils gültigen Satz zusätzlich berechnet. Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten.

# Flexi Stativsystem Tischstativ



- |     |          |  |
|-----|----------|--|
| 1)  | 50100.14 | Tischklemme  |
| 2)  | 50100.15 | Aufschraubplatte mit Säule 250mm                     |
| 3)  | 50100.12 | Hinterrohr 300mm                                     |
| 4a) | 50100.23 | Halter für Kaltlichtquelle Typ KL für Federgelenkarm |
| 4b) | 50100.41 | Halter für Kaltlichtquelle KL 200 LED                |
| 5)  | 50100.21 | Federgelenkarm 580mm                                 |
| 6a) | 51205    | Montagesatz für Mikroskope mit 72mm Ø                |
| 6b) | 51208    | Kupplung dreiteilig                                  |
| 6c) | 51210    | Kugelgelenk 180° schwenkbar                          |
| 7)  | 50100.10 | Mikroskopaufnahme starr, 32mm                        |
| 8)  | 55094    | Stemiträger mit Trieb                                |
| 9)  | 50100.46 | Kniegelenk mit Halter für Fokussiervorsatz           |

Das Flexi-Stativsystem bietet viele weitere Konfigurationsmöglichkeiten um allen Anforderungen gerecht zu werden. Neben Zusatzoptionen wie Bildschirmhalterung bieten wir unter Anderem auch eine Halterung zur Wandmontage sowie ein Bodenstativ an.

Auch Sonderanfertigungen können wir schnell und problemlos ausführen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Webseite.

# Flexi System Umbausatz

für vorhandene Zeiss Mikroskope D / DRC  
auf Flexi Stativ System

## Der Umbausatz besteht aus:

### Stativ:

Grundstativ mit Kupplung dreiteilig und Mikroskopaufnahme

- Länge Federgelenkarm 580 mm
- Hub +200 mm / -200 mm

- Belastung einstellbar 2 bis 5 kg

Ergänzungsteile:

- Tischklemme (Maße 120 x 120 mm)

- Hinterrohr 300 mm



### Beleuchtung:

- Bei Mikroskopen mit Glühlampenbeleuchtung kann der vorhandene Tischfuß als Trafo weiter verwendet werden. Das Leuchtenkabel muss dazu verlängert werden.

- Nachrüstset mit Kaltlichtbeleuchtung bestehend aus:

(Hierbei muss am vorhandenen Stemiträger eine Bohrung M 8 angebracht werden)

- Kaltlichtquelle KL 200 LED, Lichtleiter 1000 mm,
- Fokussiervorsatz mit Halter und Kniegelenk

Ergänzungsteile:

- Halter für Kaltlichtquelle

## Ausstattung und Preise

# Flexi System Umbausatz

für vorhandene Zeiss Mikroskope D / DRC  
auf Flexi Stativ System



### Stativ

- |                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> 51310 | Flexi-Grundstativ 250 mm, neigbar<br>- Federgelenkarm<br>- Aufschraubplatte mit Säule 250 mm<br>- Mikroskopaufnahme starr<br>- Kupplung | 1.193,00 EUR |
|--------------------------------|---|--------------|

#### Ergänzungsteile:

- |                                   |                     |            |
|-----------------------------------|---------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 50100.12 | - Hinterrohr 300 mm | 263,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> 50100.14 | - Tischklemme       | 126,00 EUR |

### Beleuchtung

- |                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> 55140 | Nachrüstsatz mit Kaltlichtbeleuchtung<br>- Kaltlichtquelle KL 200 LED<br>- Flexibler Lichtleiter 1-armig 4,5/1000 mm (Drm./ Länge)<br>- Fokussiervorsatz ohne Filter<br>- Halter für Fokussiervorsatz<br>- Kniegelenk | 569,00 EUR |
|--------------------------------|---|------------|

#### Ergänzungsteile:

- |                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> 50100.41 | - Halter für Kaltlichtquelle KL 200 LED | 53,00 EUR |
|-----------------------------------|---|-----------|

Die genannten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, diese wird nach dem jeweils gültigen Satz zusätzlich berechnet. Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten.