

Zeiss Human Interface Panel HIP

Artikelnummer: 435601-0000-000

274,89 € inkl. MwSt.

231,00 € zzgl. MwSt.



Ersetzt den herkömmlichen Drehknopf zur Steuerung des motorisierten Zooms und Fokus. HIP zeigt die aktuellen Einstellungen des System an und bietet eine Speicherfunktion um diese Einstellungen wieder automatisch aufzurufen.

mit Steckernetzteil 100-240V, 50-60Hz oder/und System Control Panel SYCOP mit EMS-1 (CSA)

Kompatible Mikroskope:

- Axio Zoom.V16
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
- SteREO Lumar.V12

Technische Daten

<https://pulchlorenz.de/mikroskope/stereomikroskope/stereo-discovery/stereo-discovery-zubehoer/zeiss-human-interface-panel-hip.html>



Pulch + Lorenz GmbH, Am Untergrün 23, 79232 March-Buchheim
tel: 07665 92720, fax: 07665 927220, mail: kontakt@pulchlorenz.de
pulchlorenz.de